

Anticorpo Policlonal Anti-Ovol2 Para Wb, Elisa - Q9Brp0

Número do item: CM0020023

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra OVOL2 humano (ZNF339). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de transição epitélio-mesenquimal, biologia do desenvolvimento e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OVOL2 Rabbit pAb
Observações/alias	CHED; CHED1; CHED2; PPCD1; ZNF339; EUROIMAGE566589; OVOL2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	58495
ID do gene	58495
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-98 de OVOL2 humano (NP_067043.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9BRP0
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo