


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ox40L Para Wb, If/Icc, Elisa - P23510

Número do item: CM0021687



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OX40L humano (CD252, TNFSF4), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para estudos de coestimulação de células T e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	OX40L Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GP34; CD252; OX40L; TXGP1; CD134L; OX-40L; TNLG2B; OX40L
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	7292
ID do gene	7292
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 51-183 de OX40L humano (NP_003317.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P23510
Peso da proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo