


Anti-Oxa1L Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q15070

Número do item: CM0027217



introdução

O Anti-OXA1L Anticorpo Policlonal de Coelho (pAb) detecta especificamente o OXA1L humano e reage de forma cruzada com camundongo e rato. Validado para Western blot (WB) e ELISA, ideal para pesquisa de insertase de proteína da membrana interna mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXA1L pAb de Coelho
Observações/Apelido	OXA1; OXA1L1; OXA1L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5018
ID do Gene	5018
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 336-435 do OXA1L humano (NP_005006.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15070
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Saco com gelo