

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oxct1 Para Wb, Elisa - P55809

Número do item: CM0030265



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OXCT1 (SCOT), uma enzima chave para o catabolismo de corpos cetônicos, validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa metabólica e estudos de função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXCT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Espécie	Humano
ID do Gene	5019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-520 da OXCT1 humana (NP_000427.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55809
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo