

Anticorpo Policlonal Anti-Oxct2 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Byc2

Número do item: CM0018810

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OXCT2 humano, uma enzima mitocondrial do catabolismo de corpos cetônicos. Validado para aplicações de WB, IF-P e ELISA, com reatividade cruzada com humanos, camundongos e ratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OXCT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SCOTT; FKSG25; OXCT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64064
GeneID	64064
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 430-510 de OXCT2 humano (NP_071403.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9BYC2
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo