

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Oxgr1/Gpr99 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96P68

Número do item: CM0002564



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho específico para OXGR1/GPR99 humano (receptor 1 de 2-oxoglutarato). Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre sinalização de GPCR, metabolismo e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXGR1 / GPR99 Rabbit mAb
Observações/Apelido	aKGR; GPR80; GPR99; P2Y15; P2RY15; OXGR1 / GPR99
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27199
GeneID	27199
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 150-250 do OXGR1 / GPR99 humano (Q96P68).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96P68
Peso Proteico	38 kDa
Envio	Saco de gelo