

Anticorpo Monoclonal Anti-Oxr1 Para Wb, If-P, Elisa - Q8N573

Número do item: CM0006535

introdução

Anticorpo monoclonal anti-OXR1 recombinante de coelho validado para WB, IF-P, ELISA. Detecta isoformas de 24-98 kDa em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de estresse oxidativo, regulação da V-ATPase e neuroproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXR1 Rabbit mAb
Observações/Alias	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55074
GeneID	55074
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 705-874 da OXR1 humana (NP_001185461.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N573
Peso Molecular da Proteína	24-98 kDa
Transporte	Saco de gelo