

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oxr1 Para Wb E Elisa - Q8N573

Número do item: CM0019081

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OXR1 humano (Proteína de resistência à oxidação 1), validado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Útil para estudar estresse oxidativo, regulação do pH do Golgi e neuroproteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXR1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	TLDC3; CHEGDD; Nbla00307; OXR1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55074
GeneID	55074
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 705-874 do OXR1 humano. (NP_001185461.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N573
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco de gelo