


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Oxsr1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95747

Número do item: CM0018351



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a OXSR1 (OSR1), uma serina/treonina quinase na via WNK-OSR1. Verificado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisa de transporte iônico, resposta ao estresse e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXSR1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	OSR1; OXSR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9943
ID do Gene	9943
Imunógeno	Péptido Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do OXSR1 humano (NP_005100.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95747
Peso Proteico	58kDa
Envio	Bolsa de gelo