


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Oxt Para Wb, Elisa - P01178

Número do item: CM0016414



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra OXT humano (proteína oxitocina-neurofina 1). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa em comportamento social e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXT Rabbit pAb
Observações/Alias	OT; OT-NPI; OXT-NPI; OXT
Espécie	Humano
ID do Gene	5020
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-125 do OXT humano (NP_000906.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01178
Peso Molecular da Proteína	13kDa
Envio	Em saco de gelo