


## Anticorpo Monoclonal Anti-Receptor De Ocitocina Para Wb, Elisa - P30559

Número do item: CM0003653



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o receptor de ocitocina humano (OXTR, P30559). Para aplicações de WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de hormônios neuropeptídicos, comportamento social e farmacologia de receptores.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal de Coelho contra Receptor de Ocitocina                                      |
| Observações/Apelido | OTR; OT-R; Receptor de Ocitocina                                                                 |
| Espécie             | Humano                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 5021                                                                                             |
| ID do Gene          | 5021                                                                                             |
| Imunógeno           | Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 do Receptor de Ocitocina humano (P30559) |
| Fonte               | Coelho                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                         |
| SWISS               | P30559                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 43kDa                                                                                            |
| Envio               | Bolsa de Gelo                                                                                    |