

Anticorpo Monoclonal Anti-Glicoproteína P Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P08183

Número do item: CM0005227



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à glicoproteína P (ABCB1/MDR1) com aplicações validadas em WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Com reatividade cruzada com humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudos de multirresistência a fármacos e transportadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Glicoproteína P
Observações/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5243
GeneID	5243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 603-692 da glicoproteína P humana (NP_000918.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08183
Peso da Proteína	141 kDa
Envio	Bolsa de gelo