


Anticorpo Policlonais Anti-Glicoproteína P Para Wb, If/Icc, Elisa - P08183

Número do item: CM0018597



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-glicoproteína P de alta qualidade para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína ABCB1 (MDR1) humana, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisa de resistência a múltiplos fármacos e transporte de drogas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Glicoproteína P Rabbit pAb
Observações/Alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glycoprotein
Espécie	Humana
GeneID	5243
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 603-692 da Glicoproteína P humana (NP_000918.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P08183
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Bolsa de gelo