

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P Glicoproteína Para Wb, Elisa - P08183

Número do item: CM0002814



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a P Glicoproteína humana (ABCB1/MDR1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de resistência a múltiplos fármacos e transporte de drogas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] P Glicoproteína mAb de Coelho
Observações/Apelido	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; P Glicoproteína
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5243
GeneID	5243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 393-710 da P Glicoproteína humana (P08183).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08183
Peso da Proteína	141kDa
Envio	Saco com gelo