

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Glicoproteína P - P08183

Número do item: CM0018213



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à glicoproteína P humana (ABCB1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ferramenta essencial para estudos de resistência a múltiplos fármacos e transportadores ABC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho contra a glicoproteína P
Observações/alias	CLCS; MDR1; P-GP; PGY1; ABC20; CD243; GP170; p-170; Glicoproteína P
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5243
GeneID	5243
Imunógeno	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 590-689 da glicoproteína P humana (NP_000918.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P08183
Peso da proteína	141 kDa
Envio	Bolsa de gelo