


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P150 Caf1 Para Wb, Elisa - Q13111

Número do item: CM0009898



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra p150 CAF1 humano (CHAF1A), validado para Western blot e ELISA. Ideal para o estudo da montagem da cromatina e dos processos de replicação/reparação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho p150 CAF1
Observações/Alcunhas	CAF1; P150; CAF-1; CAF1B; CAF1P150; p150 CAF1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10036
GeneID	10036
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q13111
Peso da proteína	107 kDa
Envio	Bolsa de gelo