


Anticorpo Policlonais Anti-P16-Arc/Arpc5 Para Wb, Elisa - O15511

Número do item: CM0029316



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARPC5 (p16-ARC) humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta essencial para o estudo do complexo Arp2/3, dinâmica da actina e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p16-ARC/ARC16/ARPC5 Rabbit pAb
Observações/Alias	ARC16; p16-Arc; dJ127C7.3; p16-ARC/ARC16/ARPC5
Espécie	Humano
GeneID	10092
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 1-154 da ARPC5 humana (NP_001257368.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15511
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo