

Anticorpo Policlonal Anti-P16 Ink4A Para Wb - P51480

Número do item: CM0019164

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao N-terminal da proteína p16 INK4A. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo. Ideal para estudos de regulação do ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-p16 INK4A
Observações/Apelido	Arf; p16; MTS1; Pctr1; p19ARF; p16INK4a; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf; p16(INK4a); p16 INK4A
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	1029
ID do Gene	12578
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da p16 INK4A de camundongo. (NP_001035744.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51480
Peso Molecular da Proteína	17KDa
Envio	Em saco de gelo