


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P19Arf Para Wb, Elisa - Q64364

Número do item: CM0021935



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p19ARF de camundongo (Supressor de tumor ARF), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano. Adequado para estudos de ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p19ARF Rabbit pAb
Observações/Apelido	Arf; MTS1; Pctr1; p19ARF; p19<ARF>; ARF-INK4a; INK4a-ARF; Ink4a/Arf;
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	1029
GeneID	12578
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do p19ARF de camundongo (NP_034007.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q64364
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Saco com gelo