

Anti-P23/Ptges3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Ihc-P, Elisa - Q15185

Número do item: CM0017453



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao P23/PTGES3 (cPGES), validado para IHC-P e ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato; reagente chave para o estudo da síntese de prostaglandina E2 e funções de chaperona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P23/PTGES3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P23, TEBP, cPGES
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10728
ID do Gene	10728
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do P23/PTGES3 humano (NP_006592.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15185
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo