

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P23/Ptges3 Para Wb E Elisa - Q15185

Número do item: CM0030506



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a PTGES3 humana (Prostaglandina E sintase 3, cPGES). Validado para Western blotting e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de biossíntese de prostaglandinas, função de chaperonas e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P23/PTGES3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10728
ID do Gene	10728
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da proteína P23/PTGES3 humana (NP_006592.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15185
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Bolsa de gelo