

Anticorpo Policlonal Anti-P2Rx3 Para Wb, Elisa - P56373

Número do item: CM0017305



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para P2RX3 humano (purinoceptor 3 P2X), adequado para WB e ELISA. Detecta P2RX3 de camundongo e rato. O alvo é um canal iônico ativado por ATP envolvido no processamento sensorial e na percepção da dor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RX3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P2X3; P2RX3
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5024
ID do Gene	5024
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P56373
Peso da Proteína	44 kDa
Transporte	Bolsa de gelo