

Anticorpo Policlonal Anti-P2Rx4 Para If/Icc, If-P, Elisa - Q99571

Número do item: CM0024352



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra P2RX4 humano (receptor purinérgico P2X4, canal de cátions controlado por ATP). Validado em IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta P2RX4 humano e de rato. Ideal para estudar a resposta imune e a neuroinflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RX4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P2X4; P2X4R; P2RX4
Espécie	Humano
GeneID	5025
Imunogénio	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 111-211 do P2RX4 humano (NP_002551.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q99571
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo