

Anti-P2Rx4 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - Q99571

Número do item: CM0004889



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra P2RX4 humano (receptor de purina P2X4). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Uma ferramenta útil para estudar canais iônicos controlados por ATP em imunologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RX4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	P2X4; P2X4R; P2RX4
Espécie	Humano
GeneID	5025
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 55-338 do P2RX4 humano (NP_002551.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99571
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo