

Anti-P2Rx4 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q99571

Número do item: CM0011340



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-P2RX4 de alta sensibilidade validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta o receptor purinérgico P2X4 humano, de camundongo e de rato; ideal para pesquisa em imunologia e neurociência. ~43 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RX4 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	P2X4; P2X4R; P2RX4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5025
GeneID	5025
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-338 do P2RX4 humano (NP_110378.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99571
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo