

Anticorpo Policlonais Anti-P2Rx5 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q93086

Número do item: CM0016007

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a P2RX5 humano (P2X5, LRH-1), validado para WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para o estudo de canais iônicos dependentes de ATP no cérebro e tecidos imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RX5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P2X5; LRH-1; P2X5R; P2RX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5026
GeneID	5026
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 341–422 da P2RX5 humana (NP_002552.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93086
Peso Molecular da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo