

Anticorpo Policlonal Anti-P2Rx7 Para Wb, Elisa - Q99572

Número do item: CM0015480



introdução

O P2RX7 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Alvo: receptor P2X7 (Q99572), um canal iônico ativado por ATP envolvido na inflamação e na morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	P2RX7 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P2X7; P2RX7
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	5027
ID do gene	5027
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 47-334 do P2RX7 humano (NP_002553.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q99572
Peso da proteína	69 kDa
Transporte	Embalagem de gelo