


Anti-P2Ry1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P47900

Número do item: CM0029089



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra P2RY1 humano (P2Y1 purinoceptor 1), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudar a agregação plaquetária mediada por ADP e a hemostasia.

[Saiba mais](#)

Nome do Produto	Observações/Apelido	Espécie	GeneID (Humano)	GeneID	Imunógeno	Fonte	Categoria	Aplicação	Reatividade Cruzada	SWISS	Peso Proteico	Envio
P2RY1 Rabbit pAb	P2Y1, SARCC, P2RY1	Humano	5028	5028	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 274-373 do P2RY1 humano (NP_002554.1).	Coelho	Anticorpos Policlonais	WB, ELISA	Humano, Camundongo, Rato	P47900	42kDa	Saco de gelo