

Anti-P2Ry10 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - 000398

Número do item: CM0024036



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra P2RY10 (purinoceptor P2Y putativo 10), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Útil para estudar a sinalização purinérgica acoplada à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	P2RY10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LPS2; P2Y10; LYPSR2; P2RY10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27334
GeneID	27334
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200 até a extremidade C do P2RY10 humano (NP_001311147.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000398
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo