

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P2Ry11 Para If/Icc E Elisa - Q96G91

Número do item: CM0023120

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-P2RY11 de alta qualidade para amostras humanas e de camundongo. Validado para aplicações IF/ICC e ELISA. Detecta o receptor P2Y purinoceptor 11 (P2Y11), um receptor acoplado à proteína G, com aproximadamente 40 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RY11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P2RY11; P2Y11; P2Y purinoceptor 11
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	5032
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do P2RY11 humano (NP_002557.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96G91
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo