


Anticorpo Policlonal Anti-P2Ry12 Para Wb, If-P, Elisa - Q9H244

Número do item: CM0022821



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o P2RY12 humano (receptor de purina P2Y 12), validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Essencial para pesquisas sobre agregação plaquetária e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RY12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HORK3; P2Y12; ADPG-R; BDPLT8; SP1999; P2T(AC); P2Y(AC); P2Y(12)R; P2Y(ADP); P2Y(cyc); P2RY12
Espécie	Humano
GeneID	64805
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 243-342 do P2RY12 humano (NP_795345.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H244
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo