


Anti-P2Ry14 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P E Elisa - Q15391

Número do item: CM0027869



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra P2RY14 humano (receptor P2Y14, GPR105), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de UDP-glicose e biologia de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RY14 pAb de Coelho
Observações/Apelido	P2Y14; BPR105; GPR105; P2RY14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9934
GeneID	9934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 209-338 do P2RY14 humano (NP_055694.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15391
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo