


Anticorpo Policlonal Anti-P2Ry2 Para Wb, Elisa - P41231

Número do item: CM0013723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o P2RY2 humano (P41231), validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de GPCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RY2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5029
GeneID	5029
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 278-377 do P2RY2 humano (NP_788086.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41231
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo