


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-P2Ry2 Para Wb, Elisa - P41231

Número do item: CM0030382



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao P2Y purinoceptor 2 (P2RY2) humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com espécies humana e murina. Adequado para estudos de sinalização por GPCR. Aproximadamente 42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RY2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P2U; HP2U; P2U1; P2UR; P2Y2; P2RU1; P2Y2R; P2RY2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5029
GeneID	5029
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P41231
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo