

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P2Y12 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Cpv9

Número do item: CM0002872

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-P2Y12 validado para Western blot, IF-parafina e ELISA. Detecta P2Y12 de camundongo e rato, um receptor de ADP plaquetário crítico para pesquisas de hemostasia e trombose. Ideal para estudos de coagulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2Y12 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	P2Y12; 2900079B22Rik; 4921504D23Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	28996
GeneID	70839
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-347 da P2Y12 de camundongo (Q9CPV9)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reação Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9CPV9
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo