

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P38 Mapk (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q16539

Número do item: CM0008646



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-p38 MAPK validado por KO para Western blot e ELISA. Detecta p38 MAPK humano, de camundongo e de rato (41 kDa). Adequado para pesquisas sobre sinalização MAPK, inflamação e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] mAb de coelho anti-p38 MAPK
Observações/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; Cspb1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; PK
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1432
GeneID	1432
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q16539
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo