


Anticorpo Policlonal Anti-P38 Mapk Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16539

Número do item: CM0013074



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p38 MAPK (MAPK14) humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de estresse, inflamação e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p38 MAPK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA
Espécie	Humano
ID do Gene	1432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-360 da p38 MAPK humana (NP_620581.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo