


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P38 Mapk Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16539

Número do item: CM0005186



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-p38 MAPK validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta a proteína MAPK14 de humano, rato e rato. Adequado para estudar cascatas de MAP quinase ativadas por estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p38 MAPK Rabbit mAb
Observações/Apelido	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Espécie	Humano
ID do Gene	1432
Imunógeno	Peptídeo Sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do p38 MAPK humano (Q16539)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16539
Peso Proteico	41kDa
Envio	Saco de gelo