


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P38 Mapk Para Wb - Q16539

Número do item: CM0016520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra p38 MAPK humana (SWISS: Q16539). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Detecta uma proteína de 41 kDa. Adequado para pesquisas sobre inflamação, apoptose e estresse celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	p38 MAPK Rabbit pAb
Observações/Apelido	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 261-360 da p38 MAPK humana (NP_620581.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16539
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo