

Anticorpo Policlonal Anti-P47Phox/Ncf1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P14598

Número do item: CM0016184



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p47phox/NCF1 humano, validado para Western blot, imunofluorescência/imunocitoquímica, imunoprecipitação e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudar a função da NADPH oxidase e a doença granulomatosa crônica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p47phox/NCF1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1
Espécie	Humano
GeneID	653361
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-390 do p47phox/NCF1 humano (NP_000256.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14598
Peso Proteico	45kDa
Envio	Em bolsa de gelo