

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P47Phox/Ncf1 Para Wb, Elisa - P14598

Número do item: CM0007735



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-p47phox/NCF1 humano (P14598). Validado para WB e ELISA, detectando uma proteína de 45 kDa essencial para a atividade da oxidase de NADPH. Adequado para estudos de CGD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p47phox/NCF1 mAb de Coelho
CGD1; NCF1A; NOXO2; p47phox; SH3PXD1A; p47phox/NCF1	
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	653361
GeneID	653361
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 291-390 do p47phox/NCF1 humano (P14598).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14598
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo