


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-P4Ha1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P13674

Número do item: CM0013777



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a P4HA1 humana. Validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta uma banda de 61 kDa; reage com humano, camundongo e rato. Essencial para pesquisas de biossíntese de colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HA1 Rabbit pAb
Observações/Alias	P4HA; P4HA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5033
GeneID	5033
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 235-534 da P4HA1 humana (NP_001017962.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13674
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo