


Anti-P4Ha2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Elisa - O15460

Número do item: CM0006882



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho confiável que visa o P4HA2 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisas sobre hidroxilação de colágeno, fibrose e atividade da prolil 4-hidroxilase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HA2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8974
GeneID	8974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-333 do P4HA2 humano (NP_004190.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15460
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Saco de gelo