

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P4Ha2 Para Wb, Elisa - O15460

Número do item: CM0006875

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fiável direcionado à P4HA2 humana, validado para Western blot e ELISA. Adequado para investigação sobre hidroxilação do colagénio, fibrose e atividade da prolil 4-hidroxilase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HA2 Rabbit mAb
Observações/Alias	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8974
GeneID	8974
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-333 da P4HA2 humana (NP_004190.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15460
Peso da Proteína	61 kDa
Envio	Saco de gelo