


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-P4Ha2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15460

Número do item: CM0026932



introdução

O Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-P4HA2 detecta P4HA2 humano (61 kDa) por WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a hidroxilação de colágeno e a biologia da matriz extracelular em tecidos do coração, placenta, pulmão e pâncreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	MYP25; lncRNA-PE; P4HA2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8974
ID do Gene	8974
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 239-333 do P4HA2 humano (NP_004190.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15460
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Bolsa de gelo