

Anti-P4Hb Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07237

Número do item: CM0002132



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho P4HB validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com P4HB humano, de camundongo e rato, uma proteína dissulfeto-isomerase de 57 kDa envolvida na regulação redox e no dobramento de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HB Rabbit mAb
Observações/Apelido	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5034
GeneID	5034
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 409-508 do P4HB humano (P07237)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07237
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo