

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-P4Hb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07237

Número do item: CM0016551



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra P4HB humano (proteína dissulfeto-isomerase) validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo do dobramento proteico, estresse do RE e biossíntese de colágeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HB Rabbit pAb
Observações/Alíás	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta; P4HB
Espécie	Humano
GeneID	5034
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 329-508 de P4HB humano (NP_000909.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07237
Peso da Proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo