

Polymab® Monoclonal De Coelho Anti-P4Hb Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P07237

Número do item: CM0002026



introdução

O P4HB Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal contra proteína dissulfeto-isomerase, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de formação de ligações dissulfeto e dobramento de proteínas no RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P4HB Rabbit PolymAb®
Observações/Apelidos	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5034
ID do Gene	5034
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 329-508 da P4HB humana (NP_000909.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07237
Peso da Proteína	57 kDa
Transporte	Bolsa de gelo