


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P53 (Fosfo S392) Para Wb E Elisa - P04637

Número do item: CM0000757



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra p53 humano na serina 392, validado para Western blot e ELISA com reatividade cruzada em rato. Ideal para o estudo de resposta a danos no DNA, apoptose e vias de supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p53-S392 Rabbit mAb
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S392
Espécie	Humano
GeneID	7157
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S392 da p53 humana (P04637)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Transporte	Bolsa de gelo