


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-P53 Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número do item: CM0002946



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra p53 humano (P04637). Validado por KO para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Reage com humano. Ideal para pesquisa de supressor tumoral e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] p53 Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; 53
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7157
ID do Gene	7157
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-393 do p53 humano (NP_000537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo